

ХРАНЕНИЕ И УХОД

1. После каждого использования отключайте прибор от сети.
2. Храните массажер в сухом и прохладном (от 10 до 25 °С) месте.
3. Не оставляйте массажер под воздействием прямых солнечных лучей.
4. Не ударяйте / не роняйте массажер.
5. Не разбирайте прибор самостоятельно.
6. Для очистки массажера используйте только сухую мягкую тканевую салфетку.
7. Перед очисткой обязательно отсоедините от массажера шнур питания.

Срок гарантии – 1 год со дня приобретения массажера.
Подробные условия гарантийного обслуживания описаны в Гарантийном талоне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: Шейный массажер «Мини Джейд»
Модель: KYJ-MA-TA
Питание: AC100-240V
Рабочее питание: DC12V
Частота: 50-60Hz
Макс. потребление: <36W
Таймер: 10 мин.



ШЕЙНЫЙ МАССАЖЁР «МИНИ ДЖЕЙД»
KYJ-MA-TA

Производство и разработка
Компания «Витал Рейз» (Россия)
г. Краснодар, Россия, 350039, ул. Круговая, 26.
www.vital-rays.com
8-800-500-88-18
Изготовлено в КНР «GUANGZHOU HEALTHHEALTH
MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD»
Add:68, 1st Industry road, Nansha DistrictGuangzhou, China

8 800 500-88-18
www.vital-rays.com



Руководство пользователя

VITAL RAYS

ISO9001, ISO13485 CERTIFIED

ШЕЙНЫЙ МАССАЖЁР «МИНИ ДЖЕЙД»

KYJ-MA-TA



www.vital-rays.com

Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Рейз»!
Шейный массажер «Мини Джейд» поможет Вам снять усталость, мышечное напряжение и улучшить настроение!
Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте данное руководство.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- подходит для массажа шеи, спины, ног и других частей тела;
- опциональный прогрев;
- 4 массажных ролика, выполненных из нефрита;
- 2 направления вращения массажных роликов;
- встроенный автотаймер на 10 минут;
- фиксирующий ремешок, позволяющий закрепить массажер на теле, спинке кресла или подголовнике автомобиля;
- в комплекте сетевой шнур для использования в автомобиле (от прикуривателя);
- эргономичный дизайн, компактность и мобильность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохранность и эффективное использование массажера возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите массажер и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Во время массажа следите за своим самочувствием. По возможным противопоказаниям проконсультируйтесь со специалистом.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями пользоваться прибором без присмотра.
- Не используйте прибор для массажа головы.
- Не используйте массажер на поврежденных участках тела.

ШЕЙНЫЙ МАССАЖЁР «МИНИ ДЖЕЙД»



- Не вставайте на массажер ногами и не помещайте на него тяжелые предметы.
- Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте массажер вблизи раскаленных предметов.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте массажер, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Не используйте аксессуары других производителей.
- Не просовывайте посторонние предметы в складки или зазоры массажера.
- Не тяните, не дергайте шнур питания.
- Не накрывайте прибор чем-либо в процессе работы.
- Не используйте массажер дольше 10–20 минут за один сеанс во избежание его перегрева. Повторное использование возможно через 20–30 минут.
- Используйте только сетевой адаптер, который идет в комплекте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА

1. Включите прибор в сеть (220 В) или в прикуриватель автомобиля (после того, как заведете двигатель).
2. Расположите его так, чтобы массажные ролики могли воздействовать на выбранную Вами область (шею, поясницу, бедра и пр.). При необходимости используйте фиксирующий ремешок для закрепления на спинке кресла, подголовнике автомобиля или на теле.
3. Нажмите на кнопку ON/OFF (включение/выключение) для начала разминающего массажа.
4. Чтобы включить/выключить функцию прогрева, нажмите на кнопку ON/OFF еще раз.
5. Для отключения массажера нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд кнопку ON/OFF.
6. После завершения массажа отсоедините прибор от сети.
! Направление вращения массажных роликов меняется каждую минуту.
! Один сеанс массажа длится 10 минут – по истечении этого времени прибор отключится автоматически.